

## TO<sub>3</sub>

### Sistema Termo estimulador de Colagénesis

Gracias a esta novedosa tecnología, es posible reducir de manera visiblemente considerable las pequeñas arrugas y marcas de expresión que con el paso del tiempo se forman alrededor de los ojos, boca, papada, cuello o frente.

**¿En qué consiste?** TO<sub>3</sub> es una nueva técnica que proporciona un estiramiento y tensamiento de la piel, mediante un dispositivo especial. Está compuesto por un sistema generador de radio frecuencia combinado con un generador de ozono que transmite la energía al paciente por medio de un nuevo cabezal de cuarzo reutilizable. Esta tecnología de punta ha sido validada por la Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para devolver la frescura y tersura perdidas a la piel.

**¿Cómo funciona?** Se genera una energía por radiofrecuencia (impulsos eléctricos) que calienta la dermis, al tiempo que el generador de ozono protege la capa externa de la piel mediante un sistema antiséptico.

Esos impulsos estimulan las células que generan colágeno, provocando una contracción inmediata del mismo, la cual da lugar durante los meses siguientes a la formación de fibras nuevas (septos fibrosos) que sustituyen a las viejas y hacen desaparecer los signos de envejecimiento.

**¿Cuánto dura el tratamiento?** Depende del estado de envejecimiento que presente la piel y la zona a tratar. Puede durar desde unos pocos minutos hasta una hora.

**¿Qué siente el paciente durante el tratamiento?** Con cada aplicación sobre la piel de radiofrecuencia se nota una ligera sensación de calor, no molesta, que desaparece cuando finaliza la sesión. Además, para preservar y proteger la capa superficial de la piel, antes, durante y después de la emisión de los impulsos eléctricos se aplica gel enriquecido con colágeno.

**¿Cuántas sesiones son necesarias?** En principio, desde la primera sesión se notan los resultados. Normalmente se puede reforzar el tratamiento con un promedio de 5 sesiones a los efectos de promover la formación de neo colágeno.

**¿Se tarda mucho en ver los efectos?** Aunque todo depende del estado en el que se encuentre el colágeno de la persona en las pieles jóvenes los resultados se notan antes.

**¿Cuánto suelen durar?** En general los resultados de una sesión duran entre 12 y 18 meses.

**Una persona jamás se debe someter a esta técnica si...** Tiene implantado un marcapasos o en el momento de entrar a la consulta tiene fiebre o está enfermo.

## Apto para todas las pieles y edades

Los graduales efectos que TO3 logra sobre el tejido facial, tersándolo y reduciendo los signos de envejeciendo y proporcionando un aspecto más joven y saludable han revolucionado el mundo de la cirugía estética.

TO3 ofrece muchas ventajas y es que el hecho de tratarse de un sistema no invasivo y no agresivo, que no requiere cirugía ni incisiones en la piel y no necesita del láser ni de postoperatorio.

Todos los tipos de piel, independientemente de su color y características, son aptos para someterse a este tratamiento. Además, resulta una solución para aquellas personas que tienen miedo a una intervención quirúrgica, o no son candidatas a someterse a una, y desean mejorar alguna parte de su físico.

Sus resultados varían dependiendo en la zona que se aplique y es que en el rostro provoca un lifting moderado; si se aplica en la frente genera el levantamiento de las cejas, útil para personas con párpados caídos; en el cuello soluciona casos de papada caída; y, actuando sobre las patas de gallo, se aprecia una notable mejoría.

En todos los casos, los resultados son satisfactorios aunque no se aconseja para aquellas personas que “buscan un cambio drástico, ya que este método no lo consigue.